

# Batas Naturcare®

## > Polipropileno

Superfície hidrófoba

## > Polietileno


Tecido não tecido 100% impermeável

## > Conforto para o utilizador

Correcta transpiração da pele

Presença de dois fechos no pescoço e na cintura

Isentas de látex



## > Esterilização

Por óxido de etileno.

### BATAS ESTÉREIS EM POLIPROPILENO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE

Ref.	Descrição	Cor	Gramagem (g)	Embalagem
BI1 285 64	Bata estéril punho poliéster	verde	30	50
BI1 406 98	Bata estéril punho poliéster	azul	25	50
BI1 286 56	Bata estéril punho elástico	verde	20	50

### BATAS ESTÉREIS EM POLIPROPILENO + POLIETILENO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE

Ref.	Descrição	Cor	Gramagem (g)	Embalagem
BI1 303 93	Bata estéril impermeável mista	verde	30 + 15 PE	50

### BATAS NÃO ESTÉREIS EM POLIPROPILENO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE

Ref.	Descrição	Cor	Gramagem (g)	Embalagem
BI1 225 16	Bata não estéril sem mangas	branco	40	100
BI1 225 19	Bata não estéril sem mangas	verde	30	100
BI1 225 17	Bata não estéril sem mangas	azul marinho	30	100
BI1 320 79	Bata não estéril sem mangas	verde	50	100
BI1 295 94	Bata não estéril sem mangas	azul marinho	50	100

### BATAS NÃO ESTÉREIS EM POLIPROPILENO

Ref.	Descrição	Cor	Gramagem (g)	Embalagem
BI1 141 16	Bata não estéril punho elástico	verde	20	10 x 10
BI1 404 16	Bata não estéril punho elástico	azul	20	10 x 10
BI1 284 10	Bata não estéril punho poliéster	verde	30	10 x 10
BI1 325 08	Bata não estéril punho poliéster	azul	30	10 x 10

### BATAS NÃO ESTÉREIS EM POLIPROPILENO + POLIETILENO

Ref.	Descrição	Cor	Gramagem (g)	Embalagem
BI1 269 64	Bata não estéril impermeável mista	verde	30 + 15 PE	100