

Máscaras de protecção Naturcare®

Uma protecção para cada momento.

> Diferentes níveis de protecção

Ampla gama com diferentes capacidades de filtração.



> Ergonomia e conforto

Baixa resistência á respiração

Máxima adaptabilidade

Bordas termoseladas - elevada resistência á ruptura.

Inodoras

Opção de carvão activado: reduz a exposição a odores e produtos aromáticos.



> Minimiza o risco de alergias

Isentas de látex

Não contêm fibra de vidro

Não irritam a pele



> Composição

Capa externa: polipropileno

Filtro: polipropileno

Capa interna: Filtro de poliéster

Ref.	Nível de protecção	Modelo	Embalagem
BI1 301 03	FFP1	Bico de pato com válvula	20 x 12
BI1 297 66	FFP2	Bico de pato com válvula	20 x 12
BI1 289 49	FFP3	Bico de pato com válvula	20 x 12
BI1 289 46	FFP1	Bico de pato sem válvula	20 x 20
BI1 301 04	FFP1	Bico de pato sem válvula *	20 x 20
BI1 297 65	FFP3	Bico de pato sem válvula	20 x 20
BI1 289 43	FFP2	Bico cónico sem válvula	20 x 20
BI1 289 44	FFP2	Bico cónico com válvula	20 x 12
BI1 289 45	FFP3	Bico cónico com válvula	20 x 6
BI1 297 55	FFP2	Bico vertical sem válvula	20 x 20
BI1 297 58	FFP2	Bico vertical com válvula	20 x 12

* com carvão activado