

# EMsharps

## :: contentores de resíduos cortantes e perfurantes

Fabricado em Portugal

- :: Resistência anti-perfuração;
- :: Resistência anti-choque;
- :: Sistema de fecho temporário;
- :: Sistema de fecho permanente.



### Fecho temporário

Os contentores EMsharps estão dotados de um sistema de fecho temporário que garante a segurança quando estes não estão em uso.



### Fecho permanente

Os contentores EMsharps têm um fecho permanente que garante a segurança no transporte sem recurso a embalagens adicionais.



### Bocal

O bocal está desenhado para facilitar a remoção segura de agulhas e lâminas.



Ref.	Dimensões (mm)	Volume (ml)	Volume útil (ml)	Modelo
12 001 01	145 x 115 x 150	1000	750	EMsharps 1L
12 001 03	195 x 130 x 235	3000	2250	EMsharps 3L
12 001 05	280 x 155 x 215	5000	3750	EMsharps 5L
12 001 10	280 x 195 x 305	10000	7500	EMsharps 10L
12 001 25	400 x 330 x 257	25000	20000	EMsharps 25L
12 001 30	400 x 330 x 312	30000	24000	EMsharps 30L
12 001 50	400 x 330 x 567	50000	40000	EMsharps 50L