

Tubos para colheita de sangue

BIOQUÍMICA - SORO > Tubo plástico fundo redondo

Ref.	Descrição	Vol. (ml)	Medida (mm)	Cor tampa	Embalagem
64 300 183	com activador de coagulação	0,5	10 x 45	Vermelho	1000
64 001 84	com Gel e Activador de Coagulação	0,8	10 x 45	Vermelho	1000
66 078 020	com Gel e Activador de Coagulação	1	11 x 39	Vermelho	5000
76 202 00	com Grânulos e Activador de Coagulação *	2	12 x 55	Vermelho	1000
76 004 00	com Grânulos e Activador de Coagulação	4	13 x 75	Vermelho	1200
76 204 00	com Grânulos e Activador de Coagulação *	4	13 x 80	Vermelho	800
76 008 01	com Gel e Activador de Coagulação	4	13 x 75	Vermelho	1200
69 337 42	com Gel e Activador de Coagulação	4,5	13 x 75	Vermelho	1000
65 000 45	com Grânulos e Activador de Coagulação	5	12 x 86	Branco	1000
65 000 11	com Gel e Activador de Coagulação	5	12 x 86	Vermelho	1000
76 003 00	com Grânulos e Activador de Coagulação	9	16 x 100	Vermelho	720
76 008 00	com Gel e Activador de Coagulação	9	15 x 100	Vermelho	720
76 203 00	com Grânulos e Activador de Coagulação *	10	16 x 100	Vermelho	600
65 000 08	com Gel e Activador de Coagulação	10	16 x 100	Vermelho	1000
76 208 00	com Gel e Activador de Coagulação *	10	16 x 100	Vermelho	600
65 021 55	com Gel e Activador de Coagulação	10	16 x 100	Preto	1000
66 040 505	com Grânulos e Activador de Coagulação	12	16 x 95	Preto	1000




BIOQUÍMICA - PLASMA > Tubo plástico

Ref.	Descrição	Vol. (ml)	Medida (mm)	Cor tampa	Embalagem
64 001 90	fundo redondo com Heparina Lítio	0,5	10 x 45	Verde	1000
64 001 86	fundo redondo com Heparina Lítio & Gel	0,8	10 x 45	Verde	1000
66 078 028	fundo redondo com Heparina Lítio	1	11 x 40	Castanho	4000
76 018 03	fundo redondo com Heparina Lítio	2,5	13 x 75	Verde	1200
10 144 01	fundo redondo com Heparina Lítio	2,5	12 x 75	Verde	5000
76 018 02	fundo redondo com Heparina Lítio	4	13 x 75	Verde	1200
10 144 02	fundo redondo com Heparina Lítio	5	12 x 75	Verde	1000
76 018 10	fundo redondo com Heparina Lítio	10	16 x 100	Verde	720
66 041 551	fundo cónico com Heparina Lítio e Grânulos	12	16 x 95	Laranja	1000
66 041 595	fundo cónico com Heparina Lítio	50	30 x 115	Azul	500



COAGULAÇÃO > Tubo plástico

Ref.	Descrição	Vol. (ml)	Medida (mm)	Cor tampa	Embalagem
66 077 704	fundo redondo com Citrato Sódio a 3,8%	0,3	11 x 39	Verde	1000
64 001 98	fundo redondo com Citrato Sódio a 3,2%	0,5	10 x 45	Azul	1000
64 002 03	fundo redondo com Citrato Sódio a 3,8%	0,5	10 x 45	Azul	1000
76 211 01	fundo redondo com Citrato Sódio a 3,8% *	1	12 x 55	Azul	1000
76 211 02	fundo redondo com Citrato Sódio a 3,8% *	2	12 x 70	Azul	800
10 130 07	fundo plano com Citrato Sódio a 3,8%	2,5	16 x 45	Azul	1000
10 144 06	fundo redondo com Citrato Sódio a 3,8%	2,5	12 x 75	Azul	1000
11 144 06	fundo redondo com Citrato Sódio a 3,8% *	2,5	12 x 75	Azul	2000
76 011 03	fundo redondo com Citrato Sódio a 3,8%	2,5	13 x 75	Azul	1200
10 144 10	fundo redondo com Citrato Sódio a 3,8%	3,5	12 x 75	Azul	1000
11 144 11	fundo redondo com Citrato Sódio a 3,8% *	3,5	12 x 75	Azul	2000
76 011 02	fundo redondo com Citrato Sódio a 3,8%	4	13 x 75	Azul	1200
10 138 08	fundo plano com Citrato Sódio a 3,8%	5	16 x 45	Azul	1000




Todos os tubos com tampa plástica excepto * com tampa borracha perfurável.

Tubos para colheita de sangue


HEMOGRAMA > Tubo plástico

Ref.	Descrição	Vol. (ml)	Medida (mm)	Cor tampa	Embalagem
64 001 80	fundo redondo com EDTA K3	0,25	10 x 45	Malva	1000
64 001 81	fundo redondo com EDTA K3	0,50	10 x 45	Malva	1000
66 078 001	fundo redondo com EDTA K3	1	11 x 39	Vermelho	5000
76 216 10	fundo redondo com EDTA K3 *	1	12 x 55	Malva	1000
10 122 07	fundo plano com EDTA K3	1	16 x 45	Malva	1000
76 216 11	fundo plano com EDTA K3 *	2	16 x 55	Malva	1000
10 122 02	fundo plano com EDTA K2	2,5	16 x 45	Malva	1000
10 142 02	fundo redondo com EDTA K2	2,5	12 x 75	Malva	1000
76 014 03	fundo redondo com EDTA K2	2,5	13 x 75	Malva	1200
10 122 06	fundo plano com EDTA K3	2,5	16 x 45	Malva	1000
76 016 03	fundo redondo com EDTA K3	2,5	13 x 75	Malva	1200
76 216 13	fundo redondo com EDTA K3 *	2,5	13 x 80	Malva	800
65 021 36	fundo redondo com EDTA K3	3	12 x 75	Verde	1000
11 142 03	fundo redondo com EDTA K3 *	3	12 x 75	Malva	2000
69 221 25	fundo redondo com EDTA K3 *	3	13 x 75	Malva	1000
76 116 04	fundo redondo com EDTA K3 *	3	13 x 80	Malva	800
66 030 102	fundo redondo com EDTA K2	3,5	12 x 55	Vermelho	5000
76 014 02	fundo redondo com EDTA K2	4	13 x 75	Malva	1200
76 017 02	fundo redondo com EDTA K3	4	13 x 75	Malva	1200
10 122 04	fundo plano com EDTA K2	5	16 x 45	Malva	1000
10 122 05	fundo plano com EDTA K3	5	16 x 45	Malva	1000
10 142 05	fundo redondo com EDTA K2	5	12 x 75	Malva	1000
10 124 07	fundo redondo com EDTA K3	10	16 x 100	Malva	1000
66 030 502	fundo cónico com EDTA K3	12	16 x 95	Vermelho	1000



OUTROS > Tubo plástico

Ref.	Descrição	Vol. (ml)	Medida (mm)	Cor tampa	Embalagem
64 001 85	fundo redondo com KF + Na2 EDTA	0,25	10 x 45	Cinzento	1000
11 131 07	fundo plano com Citrato Sódico para Vel. Sedim. *	1,5	16 x 45	Preto	1000
10 127 07	fundo plano com NaF + K2OX	2,5	16 x 45	Cinzento	1000
11 132 03	fundo plano com Citrato Sódico para Vel. Sedim. *	2,5	16 x 45	Preto	1000
10 144 03	fundo redondo com NaF + K2OX	2,5	12 x 75	Cinzento	1000
76 020 03	fundo redondo com Heparina de Lítio + Iodoacetato de Lítio	2,5	13 x 75	Cinzento	1200
10 128 02	fundo plano com NaF + K2OX	5	16 x 45	Cinzento	1000
10 126 07	fundo redondo com NaF + K2OX	5	12 x 75	Cinzento	1000
76 020 02	fundo redondo com Heparina de Lítio + Iodoacetato de Lítio	5	13 x 75	Cinzento	1200



Todos os tubos com tampa plástica excepto * com tampa borracha perfurável.