

Zero DNA

Descrição:

É uma preparação concebida para ser utilizada em estações de PCR (Polymerase Chain Reaction).

Particularmente activa contra a contaminação por DNA em superfícies, instrumentos e material de laboratório.

É uma preparação pronta a usar.

Vantagens de utilização:

Frasco pequeno e leve.

Com pistola de spray.

Embalagem fácil e prático de usar.

Fácil armazenamento.

Recargas económicas.

Estabilidade garantida por um ano.

Armazenamento à temperatura ambiente.

Segurança:

Não alcalino. Não carcinogénico.

Este produto cumpre com a legislação em vigor.

As nossas sugestões não evitam que os utilizadores verifiquem a sua adequabilidade para os fins que pretendidos.

Fabricado em Portugal



ZERO DNA
REMOVADOR DE DNA E RNA

Ref.	Descrição	Capacidade (ml)	Embalagem
20 000 79	frasco com pistola spray	250	4
20 000 80	recarga	500	4