

ANAPAT Formol Gel



Pontos de interesse especiais do gel de formaldeído:

- :: Muito bom fixador
- :: Não forma vapores
- :: Não emana forte odor
- :: Estável
- :: Boa refringência à luz
- :: Pronto a usar
- :: Elimina o risco de extravasamento
- :: Protege a evidencia bem a peça
- :: Fácil remoção em caso de acidente

MAIS SEGURO PARA O AMBIENTE E TÉCNICOS

Contentor descartável para peças cirúrgicas com 35% vol. de formol gel a 10%

Esta nova e prática fórmula preserva todas as excelentes propriedades do formaldeído como fixador e proporciona maior segurança.

Por um lado, a fórmula de gel de formaldeído protege adequadamente a peça devido à sua consistência; por outro lado reduz quase a totalidade dos níveis de vapores e os fortes odores, contribuindo para a biossegurança dos utilizadores e do ambiente.

Ref.	Características	Caixa
20 000 51	1000 ml	16
20 000 53	1000 ml + dispensador	16
20 000 70	5000 ml	4
20 000 83	10000ml	1