

Máscaras cirúrgicas Naturcare®

Prevenção e Conforto

> Excelente nível de protecção

Tipo II R: Eficiente na filtração bacteriana e resistente a fluidos (salpicos)



> Ergonomia e conforto

Baixa resistência à respiração

Bordas termoseladas - elevada resistência à ruptura.

Capa interna inodora e extremamente suave e confortável para o utilizador

Peça nasal em alumínio adaptável com cobertura em polietileno



> Minimiza o risco de alergias

Isentas de Latex

Não contêm fibra de vidro

Não irritam a pele: As nossas máscaras não soltam fibras de tecido não tecido, permitindo a sua utilização prolongada.



> Composição

Capa externa: polipropileno repelente de fluidos.

Filtro: polipropileno

Capa interna: Polipropileno e Polietileno.



Ref.	Descrição	Cor	Embalagem
B11 289 32	Máscara com elásticos	Verde	20 x 50
B11 289 33	Máscara com elásticos	Azul	20 x 50
B11 289 34	Máscara com elásticos	Branco	20 x 50
B11 289 35	Máscara com atilhos	Verde	20 x 50
B11 289 36	Máscara com atilhos	Azul	20 x 50
B11 289 37	Máscara com atilhos	Branco	20 x 50
B11 320 70	Máscara com viseira	Verde	12 x 50
B11 356 60	Máscara pediátrica	Azul	20 x 50