

TOPclean

Fabricado em Portugal

Detergente alcalino de acção enérgica.



A solução ideal para limpeza manual de materiais e superfícies em laboratórios e hospitais

Características:

- Detergente universal para a remoção de depósitos fortes e difíceis.
- Com forte poder desengordurante, limpa activamente sem deixar marcas.
- Produção de espuma controlada.
- Isento de odores e fragrâncias.
- Biodegradável.
- Isento de fosfatos.
- Não usar em materiais alcalino-sensíveis.
- Pode ser usado sem restrições com água dura.

Utilização:

- Para a limpeza manual de:
 - ◆ instrumentos em aço,
 - ◆ instrumentos cirúrgicos,
 - ◆ placas TLC,
 - ◆ placas de Petri em vidro,
 - ◆ vidro de laboratório/farmácia,
 - ◆ instrumentos para análise de fosfatos,
 - ◆ tubos de teste de enzimas,
 - ◆ recipientes de destilação,
 - ◆ garrafas,
 - ◆ equipamento e linhas de lacticínios.
- Para a remoção de resíduos de:
 - ◆ saliva,
 - ◆ proteínas,
 - ◆ sangue,
 - ◆ gorduras,
 - ◆ ceras, ...
- Potenciador da limpeza dos banhos de ultra-sons.

Apresentação:

Embalagem de 5L resistente, prática e empilhável

Ref.	Unidade
20 000 35	1

Detergente neutro de uso geral.



A solução ideal para limpeza manual de superfícies e pavimentos

Características:

- Detergente para uso geral
- Boa capacidade de formação de espuma
- pH neutro
- Aroma natural
- Cor azul
- Excelente poder de limpeza: limpa activamente sem deixar marcas
- Biodegradável
- Isento de fosfatos
- Pode ser utilizado sem restrições com água dura

Utilização:

- Pode ser utilizado em:
 - ◆ hospitais
 - ◆ clínicas,
 - ◆ centros de saúde,
 - ◆ instituições de terceira idade,
 - ◆ empresas,
 - ◆ creches,
 - ◆ em casa, etc.
- Em áreas tão diversas como:
 - ◆ superfícies,
 - ◆ paredes,
 - ◆ azulejos
 - ◆ bancadas,
 - ◆ mesas,
 - ◆ cadeiras,
 - ◆ louças de banhos
 - ◆ electrodomésticos,
 - ◆ brinquedos,
 - ◆ caixas de computadores, etc.

Apresentação:

Embalagem de 5L resistente, prática e empilhável

Ref.	Unidade
20 000 78	1